

SIMULADOR DE NEONATO

DESCRIPCIÓN

Recién nacido sano, con cianosis periférica, o con cianosis central.

Se observan vías respiratorias con la lengua, cuerdas vocales, tráquea, esófago, corazón, pulmones, costillas, estómago, e hígado

cuenta con un monitor para programación de la situación deseada, revisar manual de funcionamiento para su manejo, VER ANEXO), la eficacia del tratamiento determina el cambio de color de la piel (color azul por maniobras inadecuadas, recupera color con el tratamiento adecuado).



USOS:

- El instructor puede presentar al recién nacido sano, con cianosis periférica, o con cianosis central.
- Tiene la capacidad de cambiar de color sobre la base de una condición de preselección.
- Se observan vías respiratorias con la lengua, cuerdas vocales, Tráquea, esófago, corazón, pulmones, costillas, estómago, e hígado.
- Permite realizar Intubación oral o nasal y aspiración, cricotomía y Maniobrar Sellick, expansión pulmonar bilateral, canalizar vena umbilical y periféricas.



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES