



INCUBADORA CERRADA

DESCRIPCIÓN

USOS:

- Módulo microprocesado para control de la temperatura de piel (servocontrol).
- Display de temperatura de piel y control, modo de operación e indicación de la potencia entregada por el calefactor.
- Calefactor con sistema de giro lateral envolvente, admite el libre acceso del equipo de rayos X permitiendo la continuidad de la calefacción del paciente.
- Movimiento electrónico de Trendelenburg y Anti-Trendelenburg +/- 15°.
- Tres modos de operación: Manual, Piel y Precaentamiento.



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES