



MANIQUÍ DE PRÁCTICAS PARA LA RCP NEONATAL

Descripción

Este maniquí ofrece una manera realista y comprable de proveer de cada estudiante su propio maniquí de CPR. El pulmón/el sistema de protección de una sola pieza, disponibles de la boca hace este maniquí totalmente sanitario

La vía aérea se abre con el método principal de la elevación de la inclinación/de la barbilla, y hay una subida visible del pecho cuando está ventilado. El proceso del XIPHOID proporciona un punto de referencia anatómica para la colocación y las compresiones de la mano. El maniquí también ofrece capacidades del adulto y del niño.

USOS:

- Localización del punto de masaje cardiaco
- Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
- Ventilación con elevación del pecho
- Compresiones pediátricas



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES