



MESA GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

- La mesa está equipada con un control de pedal, lo cual facilita una operación aséptica del obstetra. Todas las partes metálicas están fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia, anticorrosión, finos acabados, fácil de limpiar y desinfectar.
- La inclinación de la mesa, así como los movimientos ascendentes y descendentes son activados mediante el control eléctrico de manera flexible y segura

USOS:

Operaciones Básicas:

- ✓ Fowler
- ✓ Ajuste en altura: ascendente y descendente con control alámbrico
- ✓ Trendelenburg

Cuidados:

- ✓ No humedecer
- ✓ Evite los golpes
- ✓ Manipule con mucho cuidado
- ✓ Desconecte la fuente de alimentación antes de mover el sillón
- ✓ No utilizar detergentes que contengan abrasivos o aceites



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES