



INCUBADORA SERVOCUNA

DESCRIPCIÓN

La Servocuna® Medix SM-401 América permite el acceso inmediato al recién nacido. Facilita la realización de los procedimientos durante los primeros momentos de vida del bebé, manteniéndolo en óptimas condiciones ambientales.

USOS:

- Módulo microprocesado para control de la temperatura de piel (servocontrol).
- Display de temperatura de piel y control, modo de operación e indicación de la potencia entregada por el calefactor.
- Calefactor con sistema de giro lateral envolvente, admite el libre acceso del equipo de rayos X permitiendo la continuidad de la calefacción del paciente.
- Movimiento electrónico de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg +/- 15°.
- Tres modos de operación: Manual, Piel y Precaentamiento.



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES