

SIMULADOR PARA CUIDADOS INTENSIVOS INFANTE



DESCRIPCIÓN

Utiliza * tecnología fácil de usar iPad ®. Permite cambiar las características fisiológicas del bebé para impartir formación reto de desarrollar habilidades de evaluación de los estudiantes y de fácil seguimiento de las sesiones para su posterior revisión y debriefing . crea fácilmente escenarios alternativos, gestionado a través de una interfaz de iPad Satisface todas las necesidades de capacitación para el cuidado post- neonatal de los pacientes pediátricos.

PP00401

USOS:

- 7 puntos del pulso
- Inyección IM / SQ
- La cabeza de intubación avanzada con edema de lengua y laringoespasmio
- Reducción de neumotórax bilateral
- Monitoreo de 4 derivaciones
- Inserción de un tubo en el pecho (lado izquierdo solamente)
- desfibrilación
- Medicamentos rectal
- Cateterismo urinario
- Material de piel muy realista nuevo
- Retracción esternal
- Los sonidos de: corazón, pulmonares, voz
- Respiración espontánea



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES